

## Phosphatidyl Choline aktives PC

### Aktiver Phospholipidkomplex

Aus den tausenden organischer Moleküle, die das Leben einer Körperzelle ausmachen, sticht das Molekül Phosphatidylcholin (PC) besonders heraus. Das Phosphatidyl Choline aktives PC von BodyBio enthält natürliches Phosphatidylcholin. Es kann in wässriger Umgebung Liposome und Mizellen bilden.

Der aus Sojabohnenöl gewonnene hochgereinigte Phospholipidkomplex besitzt einen besonders hohen Anteil an Phosphatidylcholin (PC, ca. 50%), Phosphatidylethanolamin (PE, ca. 16%), Phosphatidylinositol (PI) und Glycolipide.

Dieses Produkt enthält einen hohen Phospholipidkomplexanteil von 66%. Phosphatidyl Choline aktives PC ist GMO-frei (frei von genmanipulierten Organismen).



Inhaltsstoff	1 Kapsel	empf. Tagesdosierung 2 Kapseln	
	Menge	Menge	NRV*
Phospholipidkomplex	650 mg	1300 mg	

### Zutaten

Phospholipidkomplex (aus Soja, ohne Gentechnik), Leinöl (Trägerstoff), Gelatine/Glycerin/Wasser (Kapsel), Ethanol (Extraktionsmittel)

### Verzehrempfehlung:

1-3x täglich 2 Kapseln, wenn nicht anders empfohlen.

Phosphatidylcholin kann unabhängig von Tageszeit oder Mahlzeit eingenommen werden.

### Hinweis:

Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Schwangere und stillende Frauen sowie Personen, die Medikamente einnehmen, sollten Nahrungsergänzungsmittel nur nach ärztlicher Rücksprache einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern.

Packungsgröße	Orig.Nr.	e **	PZN	Stand	Hersteller
60 Kapseln	10764	104 g	13903376	08/2024	BodyBio (US)
100 Kapseln	10765	173 g	16563679	08/2024	BodyBio (US)
300 Kapseln	10766	519 g	16563685	08/2024	BodyBio (US)

\*NRV: Nährstoffbezugswerte laut LMIV (1169/2011/EU)

\*\* e : Nettofüllmenge

Diese Information stellt keine medizinische Beratung dar. Bei Fragen zu Ihrer Gesundheit kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt, Therapeuten oder Apotheker.

CentroSan B.V., Jan Campertstraat 11A, 6416 SG Heerlen (NL) T +31-45-20 83 400

Deutschland: T +49-40-30 68 44 40, F +49-40-30 68 44 68, [www.centrosan.com](http://www.centrosan.com), [info@centrosan.com](mailto:info@centrosan.com)