

Super EPA Pro

Omega-3-Fettsäuren

Super EPA Pro enthält Fischöl (Anchovis) von besonderer Qualität und Konzentration. Es wird durch "Supercritical Fluid Technology" hergestellt. Hierbei wird auf niedrige Temperaturen und standardisierten Druck geachtet. Das Resultat ist ein besonders reines und hoch an EPA konzentriertes Produkt. Die niedrigen Temperaturen während der Extraktion sichern die Erhaltung der Molekularintegrität. Die Produktion findet unter einem Sauerstoffzelt statt, um die Reinheit zu gewährleisten und das empfindliche Öl vor Oxidation zu schützen. Der Fischfang für das Ausgangsmaterial wird unter strengen Kriterien durchgeführt.

EPA und DHA tragen zur normalen Herzfunktion, einem normalen Blutdruck und einem normalen Triglyceridspiegel bei.

DHA trägt zur Aufrechterhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie Sehkraft bei.



Inhaltsstoff	1 Kapsel	empf. Tagesdosierung 4 Kapseln	
	Menge	Menge	NRV*
EPA (als Eicosapentaensäure-Ethylester)	650 mg	2600 mg	
DHA (als Docosahexaensäure-Ethylester)	100 mg	400 mg	

Zutaten

Gereinigtes Fischölkonzentrat, Gelkapsel (Gelatine/Rind, gereinigtes Wasser, Glycerin/pflanzlich), Vitamin E (gemischte Tocopherole, Antioxidans)
Enthält Bestandteile vom Fisch (Anchovis).

Verzehrempfehlung:

2 x 2 Kapseln täglich, wenn nicht anders empfohlen.

Hinweis:

Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Schwangere und stillende Frauen sowie Personen, die Medikamente einnehmen, sollten Nahrungsergänzungsmittel nur nach ärztlicher Rücksprache einnehmen. Nahrungsergänzungsmittel ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl und trocken lagern.

Packungsgröße	Orig.Nr.	€ **	PZN	Stand	Hersteller
120 Kapseln	SP610	169 g	14041936	03/2019	Thorne Research (US)

*NRV: Nährstoffbezugswerte laut LMIV (1169/2011/EU)

** € : Nettofüllmenge

Diese Information stellt keine medizinische Beratung dar. Bei Fragen zu Ihrer Gesundheit kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt, Therapeuten oder Apotheker.

CentroSan B.V., Jan Campertstraat 11A, 6416 SG Heerlen (NL) T +31-45-20 83 400

Deutschland: T +49-40-30 68 44 40, F +49-40-30 68 44 68, www.centrosan.com, info@centrosan.com