

## Phosphatidyl Choline aktives PC Liquid

Aktiver Phospholipidkomplex

"Aus den tausenden organischer Moleküle, die das Leben einer Körperzelle ausmachen, sticht das Molekül Phosphatidylcholin (PC) besonders heraus." Das Phosphatidyl Choline aktives PC von BodyBio enthält natürliches Phosphatidylcholin. Es kann in wässriger Umgebung Liposome und Mizellen bilden.

Der aus Sojabohnenöl gewonnene hochgereinigte Phospholipidkomplex besitzt einen besonders hohen Anteil an Phosphatidylcholin (PC, ca. 50%), Phosphatidylethanolamin (PE, ca. 16%), Phosphatidylinositol (PI) und Glycolipide.

Dieses Produkt enthält einen hohen Phospholipidkomplexanteil von 66%. Phosphatidyl Choline aktives PC ist GMO-frei (frei von genmanipulierten Organismen).



Inhaltsstoff	1 Teelöffel (5 ml)		NRV*
	Menge	empf. Tagesdosierung 1 Teelöffel (5 ml)	
Phospholipidkomplex	3000 mg	3000 mg	

### Zutaten

Phospholipidkomplex (aus Soja, ohne Gentechnik), Leinöl (Trägerstoff), Ethanol (Extraktionsmittel)

### Verzehrempfehlung:

1-3x täglich 1 Teelöffel, wenn nicht anders empfohlen.

Phosphatidylcholin kann unabhängig von Tageszeit oder Mahlzeit eingenommen werden.

Nicht zu kühl lagern, da es dickflüssig werden kann.

### Hinweis:

Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Die empfohlene Tagesdosis sollte nicht überschritten werden. Schwangere und stillende Frauen sowie Personen, die Medikamente einnehmen, sollten Nahrungsergänzungsmittel nur nach ärztlicher Rücksprache einnehmen.

Nahrungsergänzungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kühl und trocken lagern.

Packungsgröße	Orig.Nr.	e **	PZN	Stand	Hersteller
473 ml (95 TL)	10793	473 ml	16531691	08/2024	BodyBio (US)
237 ml (48 TL)	10797	237 ml	13903382	08/2024	BodyBio (US)

\*NRV: Nährstoffbezugswerte laut LMIV (1169/2011/EU)

\*\* e : Nettofüllmenge

Diese Information stellt keine medizinische Beratung dar. Bei Fragen zu Ihrer Gesundheit kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt, Therapeuten oder Apotheker.

CentroSan B.V., Jan Campertstraat 11A, 6416 SG Heerlen (NL) T +31-45-20 83 400

Deutschland: T +49-40-30 68 44 40, F +49-40-30 68 44 68, [www.centrosan.com](http://www.centrosan.com), [info@centrosan.com](mailto:info@centrosan.com)